

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris/Rat Cd27 Pour Fc - P41272

Numéro d'article: CM0012089

Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-souris/rat CD27 pour cytométrie en flux. Cible CD27 (TNFRSF7), un récepteur de point de contrôle immunitaire co-stimulant. Validé chez la souris et le rat. Adapté aux études sur les lymphocytes T, les cellules NK et les lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-souris/rat CD27
Remarques/Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	939
GeneID	21940
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-182 de la CD27 de souris (NP_001028298.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P41272
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sachet de glace