

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris/Rat Cd27 Pour Fc - P41272

Numéro d'article: CM0010987

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD27 de souris/rat, validé pour la cytométrie en flux (FC). Il reconnaît l'antigène CD27, un récepteur de point de contrôle immunitaire costimulateur essentiel à l'activation des lymphocytes T. Poids moléculaire : 28 kDa. Réactivité par espèce : souris et rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Souris/Rat CD27
Remarques / Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	939
GeneID	21940
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-182 du CD27 de souris (NP_001028298.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P41272
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sachet de glace