

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd27 De Souris/Rat Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P41272

Numéro d'article: CM0004301

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD27 de souris/rat, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier l'activation des lymphocytes T et les voies des points de contrôle immunitaires. SWISS : P41272.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD27 de souris/rat
Remarques/Alias	S152 ; Tp55 ; Tnfrsf7
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	939
GenelD (Souris)	21940
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-182 du CD27 de souris (NP_001028298.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P41272
Poids moléculaire protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace