

Lapin Anti-Souris/Rat Cd31/Pecam1 Anticorps Monoclonal Pour Fc - Q08481

Numéro d'article: CM0008444

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD31/PECAM1 de souris/rat. Validé pour la cytométrie en flux (FC), réagit croisée avec la souris et le rat. Immunogène : acides aminés 18-220 du CD31 de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris/Rat CD31/PECAM1 mAb
Remarques/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Espèce	Souris/Rat
GenelD (humain)	5175
GenelD	18613
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-220 du CD31 de souris (NP_001292086.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q08481
Poids Protéique	81 kDa
Expédition	Sac de glace