

Lapin Anti-Souris/Rat Cd31/Pecam1 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - Q08481

Numéro d'article: CM0010748

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CD31/PECAM1 conjugué à l'pour cytométrie en flux. Détecte le CD31 de souris et de rat, une molécule d'adhésion cellulaire cruciale pour la migration transendothéliale des leucocytes et les interactions cellules endothéliales-cellules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris/Rat CD31/PECAM1 mAb
Remarques/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	5175
ID de gène (Souris)	18613
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-220 du CD31 de souris (NP_001292086.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q08481
Poids de la protéine	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Expédition	Sac de glace