

Mab De Lapin Anti-Souris/Rat Cd54 - P13597

Numéro d'article: CM0012803

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant CD54 (ICAM-1) de souris/rat pour la cytométrie en flux. Détecte une molécule d'adhésion cellulaire de 59 kDa essentielle à la migration des leucocytes et à la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris/rat CD54
Remarques / Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	3383
ID du gène	15894
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-485 de CD54 de souris (NP_034623.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P13597
Poids de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace