

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris/Rat Cd54 Pour Cytométrie En Flux - P13597

Numéro d'article: CM0010085

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre CD54 (ICAM-1) de souris/rat, validé pour la cytométrie en flux. Adapté à l'étude de l'adhésion leucocytaire, de l'inflammation et des interactions entre cellules immunitaires. Réagit avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris/rat CD54
Remarques/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3383
GeneID	15894
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-485 de CD54 de souris (NP_034623.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P13597
Poids de la protéine	59 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant