

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris/Rat Cd54 Pour Cytométrie En Flux - P13597

Numéro d'article: CM0008395

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris/rat CD54 (ICAM-1) conjugué à pour la cytométrie en flux. Détecte une protéine d'environ 59 kDa, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion des leucocytes et de la migration trans-endothéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris/rat CD54
Remarques/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	3383
ID du gène (Souris)	15894
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-485 de CD54 de souris (NP_034623.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P13597
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace