

Lapin Anticorps Polyclonal Anti-Myh7/ β -Mhc Pour Wb, If/Icc, Elisa - P12883

Numéro d'article: CM0030330



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MYH7/ β -MHC (Myosine-7). Validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le muscle cardiaque et squelettique, y compris les études sur la cardiomyopathie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MYH7/ β -MHC Lapin pAb
Remarques/Alias	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B; MYH7/ β -MHC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4625
GeneID	4625
Immunogène	Peptide synthétique / Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1700-1800 de MYH7/ β -MHC humain (NP_000248.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12883
Poids Protéique	223kDa
Expédition	Sac de glace