

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Igd De Pnh - Anti-Igd De Pnh

Numéro d'article: CM0010799

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IgD de PNH est un anticorps monoclonal pour la cytométrie en flux, réactif avec l'IgD du singe cynomolgus et du singe rhésus. Idéal pour la recherche d'immunophénotypage sur primates non humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-IgD de PNH
Espèce	Singe cynomolgus
Immunogène	Protéine recombinante de la chaîne lourde delta d'immunoglobuline du singe cynomolgus
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Cynomolgus, Rhésus
Expédition	Sac de glace