

Lapin Anti-Nhp Igd Acm - Anticorps Monoclonal Anti-Igd Nhp

Numéro d'article: CM0003985

Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-NHP IgD pour la cytométrie en flux. Conçu pour la détection de l'immunoglobuline D chez le singe cynomolgus et le macaque rhésus dans la recherche sur les primates non humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Lapin anti-NHP IgD AcM
Espèce	Singe cynomolgus
Immunogène	Protéine recombinante de la chaîne lourde delta de l'immunoglobuline du singe cynomolgus
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Cynomolgus, Rhésus
Expédition	Sac de glace