

Anticorps Monoclonal De Lapin Contre L'igd De Pnh Pour Cytométrie En Flux - Igd De Pnh

Numéro d'article: CM0003972

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant l'immunoglobuline D des primates non humains (PNH), adapté à la cytométrie en flux (CF) avec réactivité croisée sur des échantillons de macaques cynomolgus et rhésus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-IgD PNH
Espèce	Macaque cynomolgus
Immunogène	Protéine recombinante de la chaîne lourde delta de l'immunoglobuline de macaque cynomolgus
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Cynomolgus, Rhésus
Expédition	Sac de glace