


Lapin Anticorps Polyclonal Anti-Ogfod1 Pour Wb, Elisa - Q8N543

Numéro d'article: CM0018956



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'OGFOD1 humain (TPA1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Cible la prolyl 3-hydroxylase de 63kDa impliquée dans la terminaison de la traduction et la formation des granules de stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	OGFOD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TPA1; OGFOD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55239
GeneID	55239
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de l'OGFOD1 humain (NP_060703.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q8N543
Poids Protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace