


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Orc3 Pour Wb, Elisa - Q9Ubd5

Numéro d'article: CM0016776



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ORC3 humain, validé pour Western blot et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à l'étude de la fonction du complexe de reconnaissance d'origine, de l'initiation de la réplication de l'ADN et de la régulation épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ORC3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LAT; ORC3L; LATHEO; ORC3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	23595
ID du gène	23595
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de l'ORC3 humain (NP_036513.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBD5
Poids de la protéine	82kDa
Expédition	Sac de glace