

Lapin Anticorps Monoclonal Anti-P70 S6 Kinase 2 Pour Wb - Q9Ubs0

Numéro d'article: CM0006227

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin détecte la ribonucléoprotéine kinase S6 bêta-2 (p70 S6K2) humaine, murine et de rat, une kinase clé de la voie mTOR. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p70 S6 Kinase 2 Lapin mAb
Remarques/Alias	KLS, SRK, S6K2, S6KB, STK14B, S6KI(2), S6Kbeta, p70S6Kb, P70-beta, S6K-beta2, P70-beta-1, P70-beta-2, p70(S6K)-beta, p70 S6 Kinase 2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6199
ID de gène	6199
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de la p70 S6 Kinase 2 humaine (Q9UBS0)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBS0
Poids moléculaire	53 kDa
Expédition	Sac de glace