

Lapin Anticorps Polyclonal Anti-Perk Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzj5

Numéro d'article: CM0019889



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PERK humain (EIF2AK3/PEK), adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le PERK humain, souris et rat. Un outil essentiel pour la recherche sur la réponse aux protéines mal repliées et la signalisation de stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PERK Lapin pAb
Remarques/Alias	PEK; WRS; PERK
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	9451
GenelD	9451
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 867-1116 du PERK humain (NP_004827.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZJ5
Poids moléculaire	125kDa
Expédition	Sac de glace