

Anticorps Monoclonal Lapin Contre Porc Cd138 Pour Fc - K7Gnf5

Numéro d'article: CM0009367

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD138 porcin (syndécan-1, protéoglycane de 32 kDa) pour cytométrie en flux. Cible le domaine extracellulaire (acides aminés 23-250, UniProt K7GNF5).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb Lapin contre Porc CD138
Remarques/Alias	SDC1
Espèce	Porc
Identifiant génique (Humain)	6382
Identifiant génique	100519770
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 23 à 250 du CD138 porcin (NP_001230119.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Porc
SWISS	K7GNF5
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace