

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Porc Cd27 Pour Cytométrie En Flux - L7Qhb1

Numéro d'article: CM0005795

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD27 porcin pour cytométrie en flux. Reconnaît le CD27 porcin, un récepteur de point de contrôle immunitaire costimulateur. Idéal pour les études sur l'activation des lymphocytes T, la mémoire immunitaire et la surveillance des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-porc CD27
Espèce	Porc
GeneID (Humain)	939
GeneID	100520023
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-180 du CD27 porcin (NP_001265692.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Porc
SWISS	L7QHB1
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace