

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd3G De Porc - Cd3G

Numéro d'article: CM0011785

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD3G de porc pour les applications de cytométrie en flux. Permet une détection fiable du CD3G dans les échantillons porcins, adapté aux études d'immunophénotypage des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD3G de porc
Espèce	Porc
ID du gène (humain)	917
ID du gène	494013
Immunogène	Protéine recombinante de CD3G de porc
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Porc
Expédition	Sac de glace