

Lapin Anti-Porc Cd3G Anticorps Monoclonal - Cd3G

Numéro d'article: CM0011730

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD3G porcin pour la cytométrie en flux. Spécifique aux échantillons porcins, cet anticorps facilite l'analyse des marqueurs de surface des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Porc CD3G mAb
Espèce	Porc
ID de gène (Humain)	917
ID de gène	494013
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-120 du CD3G porcin. (NP_001008686.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Porc
Expédition	Sac de glace