

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd4 De Porc - Cd4

Numéro d'article: CM0008585

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD4 de porc pour la cytométrie en flux. Validé pour les échantillons de porc, immunogène provenant du domaine extracellulaire du CD4 porcin. Outil fiable pour la recherche sur les lymphocytes T dans les modèles porcins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD4 de porc
Remarques/Alias	T4 ; IMD79 ; Leu-3 ; OKT4D ; CD4mut
Espèce	Porc
Identifiant du gène (Humain)	920
Identifiant du gène	404704
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Porc
Expédition	Sac de glace