

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd4 De Porc Pour Cytométrie En Flux - Cd4

Numéro d'article: CM0007981

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD4 porcin, conçu pour des applications de cytométrie en flux. Il réagit spécifiquement avec le CD4 porcin et permet le profilage des cellules immunitaires dans les modèles de recherche porcins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-Porc CD4
Remarques/Alias	T4 ; IMD79 ; Leu-3 ; OKT4D ; CD4mut
Espèce	Porc
Identifiant de gène (Humain)	920
Identifiant de gène	404704
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28 à 395 de la protéine CD4 de porc (NP_001001908.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Porc
Expédition	Sac isotherme avec glace