

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd8A De Porc Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - A0A287A9Y5

Numéro d'article: CM0011303

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à , spécifique du CD8a porcin, validé pour la cytométrie en flux. Cible la glycoprotéine de surface des lymphocytes T impliquée dans l'immunité adaptative. Idéal pour la recherche immunologique porcine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD8a de porc conjugué
Espèce	Porc
Identifiant du gène (Humain)	925
Identifiant du gène	396627
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-184 du CD8a porcin (XP_005662451.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Porc
SWISS	A0A287A9Y5
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace