

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd8A De Porc Pour Cytométrie En Flux - A0A287A9Y5

Numéro d'article: CM0010808

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD8a de porc conjugué à , spécialement conçu pour la cytométrie en flux. Cible la glycoprotéine de surface des lymphocytes T CD8a (SWISS : A0A287A9Y5), dont le poids moléculaire prédit est de 26 kDa. Convient à la détection des lymphocytes T cytotoxiques dans des échantillons porcins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD8a de porc
Espèce	Porc
ID du gène (humain)	925
ID du gène	396627
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25 à 184 du CD8a de porc (XP_005662451.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Porc
SWISS	A0A287A9Y5
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac réfrigérant