

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppbp Pour Wb Et Elisa - P02775

Numéro d'article: CM0019852



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PPBP humaine, validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec la PPBP humaine (CXCL7), une chimiokine impliquée dans l'activation des neutrophiles, la défense antimicrobienne et les activités des facteurs de croissance. Convient à la recherche sur les cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPBP Rabbit pAb
Remarques/Alias	PPBP; B-TG1; Beta-TG; CTAP-III; CTAP3; CTAPIII; CXCL7; LA-PF4; LDGF; MDGF; NAP-2; PBP; SCYB7; TC1; TC2; TGB; TGB1; THBGB; THBGB1; protéine basique plaquettaire
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	5473 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 59-128 de la PPBP humaine (NP_002695.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P02775
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace