

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Puromycine - Puromycine

Numéro d'article: CM0012423

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-puromycine conjugué à pour la cytométrie en flux (intracellulaire). Détection indépendante de l'espèce pour les essais de marquage à la puromycine. Convient à l'utilisation comme matière première pour les DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-puromycine
Remarques/Alias	Puromycine
ID du gène (humain)	CAS:58-58-2
ID du gène	CAS:58-58-2
Immunogène	Composés chimiques correspondant à la puromycine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intracellulaire)
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Poche de glace