

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Puromycine - Puromycine

Numéro d'article: CM0010539

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre la puromycine pour la cytométrie en flux intracellulaire. Sa réactivité indépendante de l'espèce permet une détection dans tous les modèles. Idéal pour le suivi de la synthèse protéique et les essais d'incorporation de puromycine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-puromycine
Remarques/Alias	Puromycine
ID du gène	CAS : 58-58-2
Immunogène	Composés chimiques correspondant à la puromycine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intracellulaire)
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace