

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Puromycine - Puromycine

Numéro d'article: CM0005708

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-puromycine de haute qualité pour la cytométrie en flux (intracellulaire). Détection de la puromycine indépendante de l'espèce. Idéal pour la recherche sur la synthèse protéique et les tests d'incorporation de puromycine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-puromycine
Remarques/Alias	Puromycine
Espèce	Lapin
Identifiant du gène	CAS:58-58-2
Immunogène	Composés chimiques correspondant à la puromycine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace