

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd31 De Rat Pour Cytométrie En Flux - Q3Swt0

Numéro d'article: CM0011228

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD31 de rat, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît une molécule d'adhésion des cellules endothéliales plaquettaires de 76 kDa impliquée dans la migration transendothéliale des leucocytes et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD31 de rat
Remarques/Alias	CD31 ; Pecam ; CD31/PECAM1
Espèce	Rat
GeneID (humain)	5175
GeneID	29583
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18 à 585 du CD31 de rat (NP_113779.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q3SWT0
Poids de la protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace