


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd4 De Rat Pour Cytométrie En Flux - P05540

Numéro d'article: CM0011475



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD4 de rat (clone Ly49/Klra1), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la biologie des lymphocytes T, de la réponse immunitaire et des interactions avec le CMH de classe II. Convient aux échantillons de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD4 de rat
Remarques/Alias	Ly49 ; Klra1 ; Ly49s2
Espèce	Rat
ID du gène (humain)	920
ID du gène	24933
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-394 du CD4 de rat (NP_036837.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P05540
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac réfrigérant