


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Rat Cd4 Pour Cytométrie En Flux - P05540

Numéro d'article: CM0007779



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-rat CD4 conjugué à I', validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît le CD4 de rat (P05540), une corécepteur des cellules T essentiel pour les études sur la réponse immunitaire. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-rat CD4
Remarques/Alias	Ly49; Klr1; Ly49s2
Espèce	Rat
ID de gène (Humain)	920
ID de gène	24933
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-394 du CD4 de rat (NP_036837.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P05540
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace