

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Icam-1/Cd54 De Rat Pour Fc - Q00238

Numéro d'article: CM0011579

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant l'ICAM-1/CD54 de rat (SWISS : Q00238). Validé pour les applications en cytométrie en flux (FC), idéal pour l'étude de l'adhésion des leucocytes et de la migration trans-endothéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-ICAM-1/CD54 de rat
Remarques / Alias	CD54; ICAM; Icam1
Espèce	Rat
GenelD (Humain)	3383
GenelD	25464
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-493 de l'ICAM-1/CD54 de rat (NP_037099.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q00238
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace