

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Icam-1/Cd54 De Rat Pour Cytométrie En Flux - Q00238

Numéro d'article: CM0004760

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-ICAM-1/CD54 de rat conjugué à I', destiné aux applications de cytométrie en flux. Cet anticorps détecte spécifiquement le CD54 de rat, une molécule d'adhésion cellulaire essentielle aux interactions leucocytes-endothélium et aux réponses immunitaires. Adapté aux modèles chez le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-ICAM-1/CD54 de rat
Remarques / Alias	CD54 ; ICAM ; Icam1
Espèce	Rat
GeneID (Humain)	3383
GeneID	25464
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-493 de l'ICAM-1/CD54 de rat (NP_037099.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q00238
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sachet réfrigérant