

Lapin Anticorps Monoclonal Anti-Rat Ifn-Gamma () Pour Cytométrie En Flux - P01581

Numéro d'article: CM0008659

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'IFN-gamma de rat, conjugué à l' pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC). Validé pour la réactivité croisée avec le rat, adapté aux études sur la réponse immunitaire et les cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Rat IFN-gamma mAb
Alias	If2f, IFNG2, IFN gamma
Espèce	Rat
ID de gène (Humain)	3458
ID de gène	25712
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-156 de l'IFN gamma de rat (NP_620235.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P01581
Poids moléculaire	18 kDa
Condition d'expédition	Sac de glace