


Anticorps Polyclonal Rabbit Anti-Rps6Ka6 Pour Wb, Elisa - Q9UK32

Numéro d'article: CM0015674



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RPS6KA6 (RSK4) pour WB et ELISA. Cette sérine/thréonine kinase constitutivement active participe à l'arrêt de la croissance cellulaire dépendante de p53, adapté à la recherche chez l'humain et la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS6KA6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RSK4, RSK-4, p90RSK6, PP90RSK4, S6K-alpha-6, RPS6KA6
Espèce	Humain
ID du gène	27330
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 646-745 de RPS6KA6 humain (NP_055311.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9UK32
Poids de la protéine	84kDa
Expédition	Sac de glace