

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Shp/Nr0B2 Pour Wb Et Elisa - Q15466

Numéro d'article: CM0024298



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SHP/NR0B2 humain (SWISS : Q15466). Validé pour WB et ELISA, réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des récepteurs nucléaires et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SHP/NR0B2 pAb de lapin
Remarques / Alias	SHP ; SHP1 ; SHP/NR0B2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8431
Identifiant du gène	8431
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40 à 124 de SHP/NR0B2 humain (NP_068804.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q15466
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace