


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spdya Pour Wb Et Elisa - Q5Mj70

Numéro d'article: CM0019868



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-SPDYA détecte la protéine Speedy A (Spy1/RINGO A) et convient pour le WB et l'ELISA. Il présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat, facilitant les études sur la transition G1/S et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SPDYA
Remarques/Alias	SPY1; SPDY1; RINGO3; RINGOA; SPDYA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	245711
Identifiant du gène	245711
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-313 de la SPDYA humaine (NP_877433.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5MJ70
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace