

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Thumpd3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv44

Numéro d'article: CM0015821

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant THUMPD3, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études de modification et de méthylation des ARNt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin THUMPD3
Remarques/Alias	THUMPD3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	25917
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de THUMPD3 humain (NP_056268.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Accès UniProt	Q9BV44
Poids moléculaire de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace