

## Lapin Anticorps Polyclonal Anti-Ubc Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0CG48

Numéro d'article: CM0026313



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UBC humain (ubiquitine C) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine et les études de dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | UBC Lapin pAb                                                                                                                               |
| Remarques/Alias      | HMG20; UBC                                                                                                                                  |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                      |
| ID de gène (Humain)  | 7316                                                                                                                                        |
| ID de gène           | 7316                                                                                                                                        |
| Immunogène           | Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'UBC humain (NP_066289.3) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                       |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                       |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                         |
| SWISS                | P0CG48                                                                                                                                      |
| Poids de la protéine | 77kDa                                                                                                                                       |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                |