

Lapin Anticorps Polyclonal Anti-Zic1 Pour Wb, Elisa - Q15915

Numéro d'article: CM0021880

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZIC1, adapté pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. ZIC1 est un facteur de transcription à doigts de zinc crucial pour la neurogenèse et le développement du SNC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZIC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZIC; CRS6; BAIDCS; ZNF201; ZIC1
Espèce	Humain
ID de gène	7545
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-210 du ZIC1 humain (NP_003403.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15915
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace