

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf217 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O75362

Numéro d'article: CM0026999



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la ZNF217 humaine pour WB, IF/ICC et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. ZNF217 est un répresseur transcriptionnel à doigt de zinc qui favorise la prolifération cellulaire et la phosphorylation d'AKT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF217 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ZABC1; ZNF217
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7764
ID de gène	7764
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 de la ZNF217 humaine (NP_006517.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75362
Poids de la protéine	115 kDa
Expédition	Sac de glace