

Contrôle Isotypique D'Igg De Lapin

Numéro d'article: CM0009472

Introduction

Le contrôle isotypique d'IgG de lapin est un anticorps monoclonal conjugué à I', conçu comme un contrôle isotypique pour les applications de cytométrie en flux (FC), garantissant une évaluation précise du signal de fond dans les immunoessais.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Contrôle isotypique d'IgG de lapin
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Expédition	Sac de glace