

Contrôle D'isotype Igg De Lapin - Contrôle D'isotype Igg De Lapin Monoclonal

Numéro d'article: CM0008897

Introduction

Ce contrôle d'isotype IgG de lapin monoclonal conjugué à l'est conçu pour des applications de cytométrie en flux, et constitue un contrôle négatif fiable pour distinguer la liaison spécifique de la liaison non spécifique des anticorps dans l'analyse cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Contrôle d'isotype IgG de lapin
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétisé dérivé du contrôle d'isotype IgG de lapin.
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Expédition	Sac de glace