

Contrôle D'isotype Rabbit Igg - Contrôle D'isotype Rabbit Igg

Numéro d'article: CM0008880

Introduction

Le contrôle d'isotype Rabbit IgG est un anticorps monoclonal issu de lapin, conçu pour les applications de cytométrie en flux (FC). Il sert de contrôle négatif pour évaluer la liaison non spécifique et la coloration de fond dans les immunoessais.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Contrôle d'isotype Rabbit IgG
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique dérivé du contrôle d'isotype Rabbit IgG
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Expédition	Sac de glace