

Contrôle Isotypique Igg De Lapin -

Numéro d'article: CM0004379

Introduction

Le contrôle isotypique IgG de lapin est un anticorps monoclonal destiné aux applications de cytométrie en flux (CF). Il sert de contrôle négatif pour différencier le signal de fond non spécifique de la coloration spécifique par anticorps. Convient à la recherche et à un usage diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Contrôle isotypique IgG de lapin
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétisé dérivé du contrôle isotypique IgG de lapin
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Expédition	Sac de glace