

Anticorps Monoclonal De Lapin Contre La Protéine Spike S1 Du Sars-Cov-2 Pour Wb/If/Elisa - Glycoprotéine Spike

Numéro d'article: CM0002204

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la glycoprotéine Spike S1 du SARS-CoV-2. Validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA, il est idéal pour la recherche en virologie et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détail
Nom du produit	mAb anti-SARS-CoV-2 Spike S1
Remarques / Alias	glycoprotéine spike
Espèce	SARS-COV-2
Identifiant du gène (Humain)	SARS-CoV-2
Identifiant du gène	43740568
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
Expédition	Sac de glace