

Anticorps Polyclonal De Lapin Rabif Pour Wb, If/Icc, Elisa - P47224

Numéro d'article: CM0017642



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RABIF (MSS4, RASGRF3) pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Rôles dans le transport vésiculaire via l'échange de nu guanine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin RABIF
Remarques/Alias	MSS4; RASGRF3; RASGRF3; RABIF
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5877
ID de gène	5877
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-123 de RABIF humain (NP_002862.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P47224
Poids de la protéine	14kDa
Expédition	Sac de glace