

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rad51D Pour Wb Et Elisa - 075771

Numéro d'article: CM0002111



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine RAD51D (homologue D de RAD51), validé pour le WB et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec les protéines humaine, murine et de rat. Convient pour les études de réparation de l'ADN et de recombinaison homologue.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Rad51D
Remarques/Alias	TRAD ; R51H3 ; BROVCA4 ; RAD51L3 ; Rad51D
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	5892
GeneID	5892
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de la protéine humaine Rad51D (075771)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075771
Poids moléculaire protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace