


Ac Mab Rad52 Lapin Pour Wb, Elisa - P43351

Numéro d'article: CM0005259



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Anti-Rad52 de haute qualité validé pour le Western blot et l'ELISA. Spécifique au Rad52 humain, impliqué dans la réparation des cassures double brin de l'ADN et la recombinaison. Idéal pour la recherche sur les dommages et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb Rad52 Lapin
Remarques/Alias	RAD52; homologue de la protéine de réparation de l'ADN RAD52; Rad52
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5893
GeneID	5893
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 319-418 du Rad52 humain (P43351).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43351
Poids moléculaire	13kDa/15kDa/25kDa/46kDa
Expédition	Sac de glace