

Anticorps Polyclonal De Lapin Rad54L Pour Wb Et Elisa - Q92698

Numéro d'article: CM0020180

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin RAD54L validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée envers la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la réparation de l'ADN et la recombinaison. Swiss-Prot : Q92698.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin RAD54L
Remarques/Alias	HR54 ; hHR54 ; RAD54A ; hRAD54 ; RAD54L
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	8438
GenelD	8438
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 648-747 de RAD54L humain (Q92698)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q92698
Poids protéique	84 kDa
Expédition	Sac de glace